



IIER
Servicio
Diagnóstico
Genético

GUÍA ENVÍO DE MUESTRAS ESTUDIOS GENÉTICOS EPIDEMIOLISIS BULLOSA

Fecha:22/05/2019

Ed_01

La observación estricta de estas normas es imprescindible para una correcta obtención de resultados

TIPO DE MUESTRA	CANTIDAD	OBTENCIÓN / TIPO DE TUBO o KIT	MANTENIMIENTO HASTA EL ENVÍO	CONDICIONES DE ENVÍO (Mensajería urgente)
SANGRE PERIFÉRICA	10 cc	TUBO EDTA	4º C NO CONGELAR 24 Horas máximo	TEMPERATURA AMBIENTE

EMPAQUETADO Y ENVÍO

Para cumplir la normativa de la OMS, las muestras de material biológico para diagnóstico deben ser transportadas en contenedores apropiados que aseguren su estanqueidad (Triple embalaje).

MUESTRAS DE SANGRE PERIFÉRICA (Envío a temperatura ambiente)

1. Recolectar la sangre periférica en un tubo EDTA (tapón morado)
2. Envolver el tubo EDTA con la sangre en un material absorbente (p.ej. papel secamanos). Se puede **conservar a 4º C** hasta el momento del envío (máximo 24 horas)
3. Introducir el tubo en un recipiente rígido y estanco de mayor tamaño.
4. Introducir este recipiente secundario en un tercer contenedor o caja. Cerrar bien la caja y colocar la dirección de envío en un lugar visible. Adherir a la caja el sobre con la hoja de solicitud de estudio y el consentimiento informado. Enviar al laboratorio a **temperatura ambiente** por mensajería urgente.

DIRECCIÓN ENVÍO DE MUESTRAS

Beatriz Martínez Delgado / Gema Gómez Mariano
Servicio de Diagnóstico Genético.
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III

Edificio Principal. Planta Baja.
Laboratorio 51-00-015/025.
Ctra Majadahonda-Pozuelo Km 2,2. 28220
Majadahonda (Madrid)
Tel. 91 8223152 /91 8223101. FAX 91 8003269.

Para cualquier consulta sobre el envío de muestras ponerse en contacto con:

Beatriz Martínez Delgado: bmartinezd@isciii.es Tel. 91 8223152

Gema Gómez Mariano: ggomez@isciii.es Tel.91 8223101

Servicio de Diagnóstico Genético. Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Instituto de Salud Carlos III

Edificio Principal. Planta Baja. Laboratorio 51-00-020/025.

Ctra Majadahonda-Pozuelo Km 2,2. 28220 Majadahonda (Madrid)

Tel. 91 8223152/91 8223101. FAX 91 8003269. e-mail: bmartinezd@isciii.es/ggomez@isciii.es